MACRO CENTRIFUGA GIUMELLI Z-29-D DOBLE SEGURIDAD



Gabinete y bacha interna construidos totalmente en acero, tratamiento epoxi en su pintura.

Tapa con cierre a presión con corte de energía a la apertura de la misma.

Motor a inducción con escobillas (carbones), montado sobre soporte flotante de goma, lo que brinda un excelente auto balanceo.

Controlador digital programable de tiempo y velocidad.

Velocidad programable de 500 a 3500 (velocidad sujeta al tipo de cabezal a utilizar).

Tiempo programable de 1 a 99 minutos.

Amplia variedad de cabezales oscilantes y ángulos fijos.

Oscilantes 16x15, 24x15, 30x15, 48 hemólisis o khan, 4x50, 6x50, 12x50, poli cubetas.

Ángulos fijos 16x15, 24x10, 30 de hemólisis, 36 de khan, 4x50, 6x50